

Gilching, 31.07.2020

## Safety information on dermalight®2000

### Necessity to use the included short-term timer

Dear customer,

this letter is intended to inform you about a possible problem with the use of dermalight® 2000. With this safety notice we would like to explain to you,

- What exactly the problem is and under what circumstances it can occur
- Which activities should be taken by the user<sup>1</sup>, to avoid endangering the patient
- What activities by Dr. Hönle Medizintechnik GmbH were made

**This document contains important information, that will help you to continue using your device safely and properly.**

*Please make sure in your organisation that all users of the above mentioned product and other persons to be informed are aware of this safety information. If you have given the mentioned products to third parties, please forward them a copy of this important safety information or inform the contact person below.*

For more information or assistance related to this problem, please contact:

Dr. Hönle Medizintechnik GmbH

Ms. Jessica Gessner (Managing director), Phone: +49 (0) 8105 730 29 0 / Email: [jg@drhoenle.de](mailto:jg@drhoenle.de)

This safety notice has already been reported to the responsible authorities.

<sup>1</sup> For reasons of better readability the simultaneous use of male, female and diverse language forms are dispensed with. All personal names applies to all gender..



Dr. Hönle Medizintechnik GmbH

Dornierstr. 4  
D-82205 Gilching, Germany

Telefon: +49 (0) 81 05/7 30 29-0  
Telefax: +49 (0) 81 05/7 30 29-50

E-Mail: [medizin@drhoenle.de](mailto:medizin@drhoenle.de)  
Internet: [www.drhoenle.de](http://www.drhoenle.de)

Geschäftsführer(-in):

Prof. Dr. Karl Hönle

Petra Kleinhans

Jessica Gessner

AG Augsburg HRB-Nr. 197 16

Ust-IdNr. DE 129 331 110

IK 590 910 502

Sparkasse Fürstenfeldbruck

BLZ: 700 530 70

Konto-Nr.: 128 49 34

IBAN:

DE25 7005 3070 0001 2849 34

BIC (SWIFT): BYLADEM1FFB

Sparkasse Bitterfeld

BLZ: 800 537 22

Konto-Nr.: 321 80 276

IBAN:

DE55 8005 3722 0032 1802 76

BIC (SWIFT): NOLADE21BTF

Sparkasse Landsberg

BLZ: 700 520 60

Konto-Nr.: 220 67 854

IBAN:

DE32 7005 2060 0022 0678 54

BIC (SWIFT): BYLADEM1LLD



## Safety information on dermalight®2000

<b>Affected products</b>	<b>dermalight® 2000</b> Article-no.: 70 05 00 – 76 10 20 Serial-no.: 120415J – 191528J
<b>Description of the problem</b>	The use of the short-term timer is intended as a precautionary measure when using the dermalight® 2000, to indicate the need to switch of the device manually in the event of a possible failure of the automatic switch-off of the device. In practice, the use of the external timer is not always observed, despite the information in the instruction of use (Version: #705000/S1214d).
<b>Possible risk</b>	Failure of the automatic switch-off device and exceeding the permissible duration of the indicated UV-radiation treatment with risk of burns for patients.
<b>Necessary activities of the customer/user</b>	Make sure that all users of the above mentioned product and other persons to be informed are aware of this safety information. As a user, always set the time on the supplied external short-term timer in addition to the device timer. Please note the information in the instruction for use of the dermalight®2000, #705000/S0720d P. 3 _ Safety notice: <i>„The short-term timer must be used for every treatment and started with the device at the same time. To do this, follow the procedure specified in „Setting the operating time“ p.6. The use of the device without the external short-term timer is prohibited.</i>



Dr. Hönle Medizintechnik GmbH

Dornierstr. 4  
D-82205 Gilching, Germany

Telefon: +49 (0) 81 05/7 30 29-0  
Telefax: +49 (0) 81 05/7 30 29-50

E-Mail: [medizin@drhoenle.de](mailto:medizin@drhoenle.de)  
Internet: [www.drhoenle.de](http://www.drhoenle.de)

Geschäftsführer(-in):  
Prof. Dr. Karl Hönle  
Petra Kleinhans

Jessica Gessner  
AG Augsburg HRB-Nr. 197 16  
Ust-IdNr. DE 129 331 110  
IK 590 910 502

Sparkasse Fürstenfeldbruck  
BLZ: 700 530 70  
Konto-Nr.: 128 49 34

IBAN:  
DE25 7005 3070 0001 2849 34  
BIC (SWIFT): BYLADEM1FFB

Sparkasse Bitterfeld  
BLZ: 800 537 22  
Konto-Nr.: 321 80 276

IBAN:  
DE55 8005 3722 0032 1802 76  
BIC (SWIFT): NOLADE21BTF

Sparkasse Landsberg  
BLZ: 700 520 60  
Konto-Nr.: 220 67 854

IBAN:  
DE32 7005 2060 0022 0678 54  
BIC (SWIFT): BYLADEM1LLD



<p><b>Necessary activities of the customer/user</b></p>	<p>P. 6 _ Setting the operating time _ point 6, 9 &amp; 12</p> <p><i>„Set the time on the external short-term timer as well. This is used for additional monitoring of the device and must be worn on the users body during the ongoing treatment.“</i></p> <p><i>„Start the short-term timer at the same time. (The short-term timer is used to monitor the integrated timer and must always be started at the same time.“</i></p> <p><i>„After the expired time please check whether all bulbs are off. If not, switch off the device manually using the power switch, take the device out of operation and inform a service technician.“</i></p> <p>If you, as a user has relocated the external short-term timer or cannot find it, please contact:</p> <p>Dr. Hönle Medizintechnik GmbH Ms. Jessica Gessner (Managing director), Phone: +49 (0) 8105 730 29 0 Email: <a href="mailto:jg@drhoenle.de">jg@drhoenle.de</a></p> <p>so that it can be delivered promptly</p> <p>The use of the device without the external short-term timer is prohibited.</p>
<p><b>Activities taken by Dr. Hönle Medizintechnik GmbH</b></p>	<p>Special emphasis on the need to use the short-term timer in the instruction for use in order to raise user awareness.</p>
<p><b>Further information and support</b></p>	<p>For more information or assistance related to this problem, please contact:</p> <p>Dr. Hönle Medizintechnik GmbH Ms. Jessica Gessner (Managing director), Phone: +49 (0) 8105 730 29 0 Email: <a href="mailto:jg@drhoenle.de">jg@drhoenle.de</a></p>



**Dr. Hönle Medizintechnik GmbH**

Dornierstr. 4  
D-82205 Gilching, Germany

Telefon: +49 (0) 81 05/7 30 29-0  
Telefax: +49 (0) 81 05/7 30 29-50

E-Mail: [medizin@drhoenle.de](mailto:medizin@drhoenle.de)  
Internet: [www.drhoenle.de](http://www.drhoenle.de)

Geschäftsführer(-in):  
Prof. Dr. Karl Hönle  
Petra Kleinhans  
Jessica Gessner

AG Augsburg HRB-Nr. 197 16  
Ust-IdNr. DE 129 331 110  
IK 590 910 502

Sparkasse Fürstenfeldbruck  
BLZ: 700 530 70  
Konto-Nr.: 128 49 34

IBAN:  
DE25 7005 3070 0001 2849 34  
BIC (SWIFT): BYLADEM1FFB

Sparkasse Bitterfeld  
BLZ: 800 537 22  
Konto-Nr.: 321 80 276

IBAN:  
DE55 8005 3722 0032 1802 76  
BIC (SWIFT): NOLADE21BTF

Sparkasse Landsberg  
BLZ: 700 520 60  
Konto-Nr.: 220 67 854

IBAN:  
DE32 7005 2060 0022 0678 54  
BIC (SWIFT): BYLADEM1LLD



## Confirmation of receipt and understanding

Dear Sirs,

Please confirm the receipt of this safety information and send a signed version for our documentation back to us till **14.08.2020**:

### Dr. Hönle Medizintechnik GmbH

Ms. Jessica Gessner (Managing Director)

Email: jg@drhoenle.de  
Fax: 0049 8105 730 29 50  
Address: Dornierstr. 4, 82205 Gilching, Deutschland

I hereby confirm the receipt and understanding of the previous safety information on the dermalight®2000:

---

Name (in block letters)

---

Date

---

Signature



#### Dr. Hönle Medizintechnik GmbH

Dornierstr. 4  
D-82205 Gilching, Germany

Telefon: +49 (0) 81 05/7 30 29-0  
Telefax: +49 (0) 81 05/7 30 29-50

E-Mail: [medizin@drhoenle.de](mailto:medizin@drhoenle.de)  
Internet: [www.drhoenle.de](http://www.drhoenle.de)

Geschäftsführer(-in):  
Prof. Dr. Karl Hönle  
Petra Kleinhans  
Jessica Gessner  
AG Augsburg HRB-Nr. 197 16  
Ust-IdNr. DE 129 331 110  
IK 590 910 502

Sparkasse Fürstenfeldbruck  
BLZ: 700 530 70  
Konto-Nr.: 128 49 34

IBAN:  
DE25 7005 3070 0001 2849 34  
BIC (SWIFT): BYLADEM1FFB

Sparkasse Bitterfeld  
BLZ: 800 537 22  
Konto-Nr.: 321 80 276

IBAN:  
DE55 8005 3722 0032 1802 76  
BIC (SWIFT): NOLADE21BTF

Sparkasse Landsberg  
BLZ: 700 520 60  
Konto-Nr.: 220 67 854

IBAN:  
DE32 7005 2060 0022 0678 54  
BIC (SWIFT): BYLADEM1LLD

